

KRITERIEN ZUR ÜBERPRÜFUNG DER EINGEHENDEN TRANSPORTBOXEN

Die Überprüfung der Transportboxen erfolgt anhand der folgenden Kriterien, welche zum Ausschluss von Verkaufsprodukten führen können

Kriterien

- Maximale Anzahl der möglichen Aufbereitung als neu ist erreicht
- Knicke im Schaft
- Oberfläche ist beschädigt
- Dauer bis zum Erreichen des Hersteller Use Before Date ist beim Vanguard-Wareneingang kleiner als 6 Wochen
- Herstellerlabel fehlt
- Produkt wurde von Dritten aufbereitet/als neu aufbereitet
- zu starke Ausgangverschmutzung
- nicht als neu aufbereitbar

Die aufgelisteten Kriterien sind nicht abschließend.